


## Stylos injecteurs d'insuline

Produit	Insulines utilisées	Type de stylo	Quantité d'insuline (unité)	Incrément (unité)	Particularités
<b>Lilly</b>					1 888 545-5972 lilly.ca
<b>KwikPen<sup>MD</sup></b> 	Humalog <sup>MD</sup> 100 U/ml Humalog <sup>MD</sup> 200 U/ml Humalog <sup>MD</sup> Mix25 Humalog <sup>MD</sup> Mix50 Humulin <sup>MD</sup> R Humulin <sup>MD</sup> N Basaglar <sup>MD</sup> Entuzity <sup>MD</sup> 500 U/ml	Prérempli	1 à 60	1,0	→ La couleur du stylo et du bouton de dose varie selon l'insuline prescrite
<b>KwikPen Junior<sup>MD</sup></b> 	Humalog <sup>MD</sup> 100 U/ml	Prérempli	0,5 à 30	0,5	→ Incrément de 0,5 unité : idéal pour les enfants ou les personnes qui requièrent de faibles doses d'insuline
<b>HumaPen Luxura<sup>MD</sup> HD</b> 	Basaglar <sup>MD</sup> Humalog <sup>MD</sup> 100 U/ml Humalog <sup>MD</sup> Mix25 Humalog <sup>MD</sup> Mix50 Humulin <sup>MD</sup> R Humulin <sup>MD</sup> N Humulin <sup>MD</sup> 30/70	Réutilisable	0,5 à 30	0,5	→ Fait en métal → Incrément de 0,5 unité : idéal pour les enfants ou les personnes qui requièrent de faibles doses d'insuline
<b>HumaPen Savvio<sup>MD</sup></b> 	Basaglar <sup>MD</sup> Humalog <sup>MD</sup> 100 U/ml Humalog <sup>MD</sup> Mix25 Humalog <sup>MD</sup> Mix50 Humulin <sup>MD</sup> R Humulin <sup>MD</sup> N Humulin <sup>MD</sup> 30/70	Réutilisable	1 à 60	1,0	→ Fait en métal → Deux couleurs offertes : rouge et gris anthracite

## Stylos injecteurs d'insuline (suite)

Produit	Insulines utilisées	Type de stylo	Quantité d'insuline (unité)	Incrément (unité)	Particularités
<b>Novo Nordisk</b>					1 800 465-4334 novonordisk.ca
<b>FlexTouch<sup>MD</sup></b> 	Fiasp <sup>MD</sup> NovoRapid <sup>MD</sup> Levemir <sup>MD</sup> Tresiba <sup>MD</sup> 100 U/ml Tresiba <sup>MD</sup> 200 U/ml Xultophy <sup>MD</sup> (insuline dégludec 100 U/ml et liraglutide 3,6 mg/ml)	Prérempli	1 à 80	1,0	→ Un clic en fin de dose confirme que toute la dose a été injectée → La couleur du stylo et du bouton de dose varie selon l'insuline prescrite
<b>NovoPen<sup>MD</sup> 4</b> 	Fiasp <sup>MD</sup> NovoRapid <sup>MD</sup> Levemir <sup>MD</sup> NovoMix <sup>MD</sup> 30 Novolin <sup>MD</sup> ge Toronto Novolin <sup>MD</sup> ge NPH Novolin <sup>MD</sup> ge 30/70 Novolin <sup>MD</sup> ge 40/60 Novolin <sup>MD</sup> ge 50/50	Réutilisable	1 à 60	1,0	→ Un clic en fin de dose confirme que toute la dose a été injectée → Deux couleurs offertes : bleu et gris
<b>NovoPen<sup>MD</sup> 5</b> 	Fiasp <sup>MD</sup> NovoRapid <sup>MD</sup> Levemir <sup>MD</sup> NovoMix <sup>MD</sup> 30 Novolin <sup>MD</sup> ge Toronto Novolin <sup>MD</sup> ge NPH Novolin <sup>MD</sup> ge 30/70 Novolin <sup>MD</sup> ge 40/60 Novolin <sup>MD</sup> ge 50/50	Réutilisable	1 à 60	1,0	→ Affiche la dose de la dernière injection ainsi que le temps qui s'est écoulé depuis → Un clic en fin de dose confirme que toute la dose a été injectée → Deux couleurs offertes : bleu et gris
<b>NovoPen Echo<sup>MD</sup></b> 	Fiasp <sup>MD</sup> NovoRapid <sup>MD</sup> Levemir <sup>MD</sup> NovoMix <sup>MD</sup> 30 Novolin <sup>MD</sup> ge Toronto Novolin <sup>MD</sup> ge NPH Novolin <sup>MD</sup> ge 30/70 Novolin <sup>MD</sup> ge 40/60 Novolin <sup>MD</sup> ge 50/50	Réutilisable	0,5 à 30	0,5	→ Affiche la dose de la dernière injection ainsi que le temps qui s'est écoulé depuis → Incrément de 0,5 unité : idéal pour les enfants ou les personnes qui requièrent de faibles doses d'insuline → Deux couleurs offertes : bleu et rouge

## Stylos injecteurs d'insuline (suite)

Produit	Insulines utilisées	Type de stylo	Quantité d'insuline (unité)	Incrément (unité)	Particularités
<b>Sanofi</b>					1 888 852-6887 sanofi.ca
<p><b>DoubleSTAR<sup>MD</sup></b></p> 	Toujeo <sup>MD</sup>	Prérempli	2 à 160	2,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Un clic en fin de dose confirme que toute la dose a été injectée</li> <li>→ Incrément de 2 unités : idéal pour les personnes qui requièrent de grandes doses d'insuline</li> <li>→ Beige avec une étiquette mauve</li> </ul>
<p><b>SoloSTAR<sup>MD</sup></b></p> 	<p>Apidra<sup>MD</sup></p> <p>Admelog<sup>MD</sup></p> <p>Trurapi<sup>MC</sup></p> <p>Lantus<sup>MD</sup></p> <p>Toujeo<sup>MD</sup></p> <p>Soliqua<sup>MD</sup></p>	Prérempli	1 à 80	1,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Un clic en fin de dose confirme que toute la dose a été injectée</li> <li>→ La couleur du stylo et du bouton de dose varie selon l'insuline prescrite</li> </ul>
<p><b>AllStar<sup>MD</sup> PRO</b></p> 	<p>Apidra<sup>MD</sup></p> <p>Lantus<sup>MD</sup></p> <p>Admelog<sup>MD</sup></p> <p>Trurapi<sup>MC</sup></p>	Réutilisable	1 à 80	1,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Un clic en fin de dose confirme que toute la dose a été injectée</li> <li>→ Deux couleurs offertes : argent et bleu de cobalt</li> </ul>
<p><b>JuniorSTAR<sup>MD</sup></b></p> 	<p>Apidra<sup>MD</sup></p> <p>Lantus<sup>MD</sup></p> <p>Admelog<sup>MD</sup></p> <p>Trurapi<sup>MC</sup></p>	Réutilisable	1 à 30	0,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Incrément de 0,5 unité : idéal pour les enfants ou les personnes qui requièrent de faibles doses d'insuline</li> <li>→ Possibilité de revenir en arrière pour corriger une erreur</li> <li>→ Affichage en gros caractères</li> <li>→ Fait en aluminium résistant</li> <li>→ Deux couleurs offertes : argent et bleu de cobalt</li> </ul>